


VIVINEX IMPRESS™ IMPRESSIONE-SE


Estabeleça um novo padrão em
resultados visuais para seus
pacientes de lentes monofocais




Vivinex Impress™

LIO monofocal enhanced implantada com o injetor *preloaded multiSert™*

MODEL XY1-EM



multiSert™



Vivinex Impress™	
Nome do modelo	XY1-EM
Design óptico	Biconvexo com borda óptica quadrada, fina e texturizada Anterior: Design esférico
Material óptico e das alças	Acrílico hidrofóbico Vivinex™ com filtro UV e filtro de luz azul
Design das alças	Superfície texturizada e rugosa
Dimensões (óptica/total)	6.00 mm / 13.00 mm
Dioptrias da LIO (Equivalente esférico)	+6.00 D to +30.00 D em incrementos de 0.50 D
Constante-A nominal*	118.8
Constante otimizada**	Haigis $a_0 = -1.0459$ $a_1 = 0.2547$ $a_2 = 0.2291$ Hoffer Q pACD = 5.700 Holladay 1 sf = 1.928 SRK/T A = 119.193
Injetor	multiSert™ preloaded
Diâmetro externo da ponta do injetor	1.70 mm
Tamanho recomendado da incisão	2.20 mm

* A constante-A é apresentada como um ponto de início para o cálculo do grau das lentes. Ao calcular o grau das lentes, recomendamos que os cálculos sejam feitos de forma individual, com base nos equipamentos usados e na própria experiência do cirurgião.

** Essas constantes otimizadas de cálculo de potência da lente intraocular, publicadas pela IOLCon em seu site <https://iolcon.org>, foram calculadas a partir de 2.857 resultados clínicos para LIOs Vivinex™ Modelo XY1-SP/XC1-SP em 15 de agosto de 2023. Essas constantes são baseadas em dados cirúrgicos reais e são fornecidas pela IOLCon como ponto de início para otimizações constantes individuais. As informações disponíveis no site são baseadas em dados obtidos de outros usuários e não da HOYA Surgical Optics ("HSO"). A HSO, portanto, não assume qualquer responsabilidade pela exatidão, integridade e atualidade do conteúdo do site mencionado.



☎ 0800 7716262 | ☎ 5099.1900
✉ sac@adaptltda.com.br
🌐 www.adaptltda.com.br



As informações contidas aqui são direcionadas a profissionais da saúde. Para uma lista completa de indicações e contra-indicações, consulte as Instruções para Uso. Alguns produtos e/ou características específicas bem como os procedimentos específicos neste documento pode não estar aprovado em seu país e, portanto, não estar disponível. O desenho e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio como resultado de desenvolvimento técnico em andamento. Contate o representante de sua região para saber mais sobre a disponibilidade no seu país. HOYA, Vivinex, Vivinex Impress e multiSert são marcas registradas da HOYA Corporation ou de suas afiliadas. ©2023 HOYA Medical Singapore Pte. Todos os direitos reservados.

HOYA Medical Singapore Pte. Ltd | 455A Jalan Ahmad Ibrahim | Singapore 639939 | HOYA Surgical Optics GmbH
De-Saint-Exupéry-Straße 10 | 60549 Frankfurt am Main | Alemanha | Atendimento ao cliente (Alemanha) Tel. +49 (0)800 664 2 664 | Fax +49 (0)800 774 2 774