

Lasers Fotocoaguladores

810 shortpulse

Compacto, Amigável e Robusto

Modo de disparo

- *Shortpulse.*
- *Slow Cook.*

Refrigeração Termoelétrica

- Livre de poeira.

Conexão Automática das Sondas

- Sondas sem limitador de tempo.

Penetra na esclera e em grandes hemorragias

- Reprodutibilidade.

Aplicação em Glaucoma

- Ciclofotocoagulação transescleral.
- Fácil aplicação.

Cavidade de fabricação própria

Produzido na Suíça

Compacto



[CLICK](#)

Lasers Fotocoaguladores

532α

O Merilas 532nm é um fotocoagulador único, compacto e prático, vencedor de prêmio por seu design, projetado para todos os oftalmologistas. Recomendado para os procedimentos:

- Todos os procedimento de fotocoagulação retiniana
- Acessórios: Adaptadores para lâmpada de fenda, oftalmoscópio indireto e endosondas.



CLICK

Lasers Fotocoaguladores

532 shortpulse

O Laser de 532nm com duas modalidades de tratamento:
Shortpulse ou de onda contínua
Criado para eficiência, segurança e confiança.

Maior conforto ao paciente devido a parâmetros de tratamento menores.

A tecnologia shortpulse permite uma solução de menos dano ao tecido, pois permite que o tecido esfrie entre os pulsos do laser, minimizando ou prevenindo danos, reduzindo os riscos de tratamento e aprimorando o conforto e segurança do paciente.

Versátil variabilidade de tratamentos.

Indicações clínicas:

- Laser pulsado.

Indicado para todos os procedimentos de fotocoagulação retiniana.

- Retinopatia diabética
- Descolamento de retina



CLICK

Lasers Fotocoaguladores

577 shortpulse

Fotocoagulador single spot

O Laser 577nm com duas modalidades de tratamento:
Shortpulse ou de onda contínua

Criado para eficiência, segurança e confiança.

Seguro próximo à mácula e tratamento na fóvea.

A tecnologia shortpulse permite uma solução de menos dano ao tecido, pois permite que o tecido resfrie entre os pulsos do laser, minimizando ou prevenindo danos, reduzindo os riscos de tratamento e aprimorando o conforto e segurança do paciente.

Amarelo (577nm) – para melhor absorção na hemoglobina.

Indicações clínicas:

- Laser pulsado.

Todos os procedimento de fotocoagulação retiniana.

- Fotocoagulação mais próximo a região da mácula.
- Retinopatia diabética
- Descolamento de retina

