


Laser MERILAS 810 SHORTPULSE

Cirurgia



Compacto, amigável,
robusto

[SOLICITE COTAÇÃO](#)

Modo de disparo:

- ✓ Shortpulse.
- ✓ Slow Cook.

Refrigeração Termoeletrica:

- ✓ Livre de poeira.

Conexão Automática das Sondas:

- ✓ Sondas sem limitador de tempo.

Penetra na esclera e em grandes hemorragias:

- ✓ Reprodutibilidade.

Aplicação em Glaucoma:

- ✓ Ciclofotocoagulação transescleral.
- ✓ Fácil aplicação.


Cavidade de fabricação própria.

Produzido na Suíça.

[Saiba mais →](#)

Laser MERILAS 532 SHORTPULSE

Cirurgia



O Laser de 532nm com duas modalidades de tratamento: Shortpulse ou de onda contínua

[SOLICITE COTAÇÃO](#)

Criado para eficiência, segurança e confiança.

Maior conforto ao paciente devido a parâmetros de tratamento menores.

A tecnologia shortpulse permite uma solução de menos dano ao tecido, pois permite que o tecido esfrie entre os pulsos do laser, minimizando ou prevenindo danos, reduzindo os riscos de tratamento e aprimorando o conforto e segurança do paciente.

Versátil — variabilidade de tratamentos.


Indicações clínicas:

- ✓ Laser pulsado.
- ✓ Todos os procedimentos de fotocoagulação retiniana.

[Saiba mais →](#)

Laser MERILAS 532 A

Cirurgia



Fotocoagulador único,
compacto e prático.
Vencedor de prêmio por
seu design, projetado
para todos os
oftalmologistas

[SOLICITE COTAÇÃO](#)

Recomendado para :

- ✓ Todos os procedimentos de fotocoagulação retiniana.
- ✓ Iridotomia para glaucoma de ângulo fechado.
- ✓ Trabeculoplastia a laser em glaucoma de ângulo aberto.


Acessórios:

- ✓ Adaptadores para lâmpada de fenda.
- ✓ Oftalmoscópio indireto.
- Endosondas.

[Saiba mais →](#)

Laser MERILAS 577 SHORTPULSE

Cirurgia



Fotocoagulador
single spot

SOLICITE COTAÇÃO

O Laser 577nm com duas modalidades de tratamento: Shortpulse ou de onda contínua.

A tecnologia shortpulse permite uma solução de menos dano ao tecido, pois permite que o tecido resfrie entre os pulsos do laser, minimizando ou prevenindo danos, reduzindo os riscos de tratamento e aprimorando o conforto e segurança do paciente.

Amarelo (577nm) – para melhor absorção na hemoglobina.

Indicações clínicas:

- ✓ Laser pulsado.
- ✓ Todos os procedimento de fotocoagulação retiniana.
- ✓ Iridotomia para glaucoma de ângulo fechado.
- ✓ Trabeculoplastia a laser.

Saiba mais →