

Tonômetro HAAG STREIT AT 900

Diagnóstico



O Único e Verdadeiro
Gold Standard

SOLICITE COTAÇÃO

Rápida e reprodutível, a tonometria de aplanção Goldmann tem sido o padrão ouro em tonometria por muitas décadas. Baseado no princípio Goldmann que foi testado e comprovado durante mais de 50 anos de uso em milhões de pacientes, disponibilizamos os modelos AT 900.

Oferecem excelente qualidade óptica, através dos prismas de Goldmann. Os prismas de Goldmann distinguem-se pelas suas características ópticas e mecânicas. desempenho que permite exame rápido e confiável na prática diária. Eles são em grande parte feitos à mão por técnico qualificado e experiente, e são verificados quanto a tolerâncias mínimas em peso,

qualidade óptica, durabilidade e resultados de medida consistente.

Além disso, graças à alta precisão na fabricação da Haag-Streit, os tonômetros de aplanção Goldmann AT900 oferecem desempenho ao longo de muitos anos sem a necessidade de manutenção do fabricante.

AT 900 é a versão original do tonômetro Goldmann e funciona 100% mecanicamente.

Tonômetro ICARE IC 100

Diagnóstico



Tonometria através
da tecnologia de
rebote

SOLICITE COTAÇÃO

Tonometria de forma rápida e imperceptível toque na córnea, que não requer anestésicos, afere a pressão intraocular do seu paciente através da desaceleração da sonda depois do toque.

- ✓ Tempo de exame: menos de um minuto.
- ✓ Não requer anestésicos.
- ✓ Não requer interfaces a base de Latex.
- ✓ Precisão equivalente ao Tonômetro de Goldmann.
- ✓ Não requer calibração constante.
- ✓ Laser guia para melhor centralização.
- ✓ Indicador de qualidade do exame na tela.
- ✓ Feedback sonoro de confirmação da captação do exame.
- ✓ Seis aferições consecutivas para uma aferição completa.
- ✓ Portátil e de fácil transporte.
- ✓ Fácil operação através tecnólogo.
- ✓ Limpeza rápida e prática.
- ✓ Apoio de testa ajustável.

Saiba mais →

Tonômetro ICARE IC 200

Diagnóstico



**Liberdade de
posicionamento**

SOLICITE COTAÇÃO

Tonometria de forma rápida e imperceptível toque na córnea, que não requer anestésicos, afere a pressão intraocular do seu paciente através da desaceleração da sonda depois do toque.

- ✓ Tempo de exame: menos de um minuto.
- ✓ 200° de liberdade de posicionamento.
- ✓ Não requer interfaces a base de latex.
- ✓ Precisão equivalente ao Tonômetro de Goldmann.
- ✓ Todas as facilidades do IC 100.
- ✓ Sistema bluetooth para impressão e compartilhar dados com computador.
- ✓ Faixa de aferição 7mmHg – 50mmHg.
- ✓ Precisão de 1.2mmHg (<20mmHg) 2.2mmHg (>20mmHg).

[Saiba mais →](#)