

Perímetro COMPASS

Diagnóstico



Perímetro
automático com
Retinógrafo
Confocal

SOLICITE COTAÇÃO

- ✓ Tecnologia FAP (Fundus Automated Perimetry) - avalia a sensibilidade da retina: 30-2, 24-2 e 10-2.
- ✓ Imagens TrueColor, Red-Free e infravermelho.
- ✓ Tecnologia exclusiva Truecolor de luz branca* gerando imagens com cores reais, sem vermelho intenso e infravermelho em HD.
- ✓ Confocalidade - permite a avaliação e mapeamento em alta resolução mesmo em presença de opacidades de meio.
- ✓ A união de duas tecnologias de análise estrutural e funcional permite a avaliação multimodal com um único equipamento.
- ✓ Tracking ativo de Retina e análise de fixação que mapeia os movimentos oculares que ocorrem durante a projeção do estímulo, minimizando erros na delimitação de escotomas, aumentando a repetibilidade, a reprodutibilidade e a progressão.
- ✓ Autofoco, não midriático para pupilas de até 3.0mm e rastreamento pupilar, proporcionando maior conforto ao paciente.

Saiba mais →