

Perímetro OCTOPUS 900

Diagnóstico



Perimetria
Automatizada

SOLICITE COTAÇÃO

Perimetria cinética de Goldman, vetorizada.

Programas para avaliação do campo visual:

- ✓ Haag Streit G e M.
- ✓ 30-2, 24-2, 10-2.
- ✓ Periferia de Glaucoma 60° G2, 07 75°.
- ✓ Estermann monocular/binocular.
- ✓ BT, BG, N1, D1 e programas customizáveis.

EyeSuite – Software de análise de progressão estatística:

- ✓ Identificação imediata através de índices e mapas.

Várias opções de impressos.

Programas para GST para triagem.

Possibilidade de importar base de dados de outras plataformas.