

Equipamentos **TERAPIA**

AGO | 2026

Laser de Ablação Úmida >

Laser YAG/SLT >

Olho Seco >

Laser de Ablação Úmida

AQUARIUZ

Terapia



Remodelando
o futuro da ablação

SOLICITE COTAÇÃO

Laser de ablação úmida

- ✓ A mais avançada tecnologia de laser em cristal de estado sólido, consistente e confiável.

Cavidade de estado sólido

- ✓ Não necessita ficar ligado o tempo todo.

Sem necessidade de gases perigosos

- ✓ Sem flutuação ou variação geradas por cavidades a gás.

Menos susceptível à variação do ambiente

- ✓ Não necessita ambiente 24/7 de controle de temperatura.

Preserva a hidratação natural da córnea

- ✓ Laser de ablação úmida de atuação preferencial ao estroma.

Posição de pedículo definida pelo software

- ✓ Ablação mais personalizada e segura para o seu paciente.

Qualidade e precisão Suíça.

Saiba mais →

Laser YAG/SLT MERIDIAN MRQ YAG

Terapia



YAG Laser

SOLICITE COTAÇÃO

O Meridian MR Q é um YAG laser completamente integrado a uma renomada lâmpada de fenda LED, com cinco ampliações, variando de 6x a 40x, selecionáveis entre 5 valores fixos, com óptica de alta qualidade e precisão.

Indicações clínicas:

- ✓ Capsulotomia posterior.
- ✓ Membranectomia Pupilar.
- ✓ Iridotomia.

Saiba mais →

Laser YAG/SLT MERIDIAN MRQ SLT

Terapia



A mais nova
tecnologia em laser:
YAG E SLT

SOLICITE COTAÇÃO

Conheça o MR Q SLT S, a mais recente adição à nossa linha de lasers oftalmológicos. Com recursos avançados, como laser Nd:YAG de alta potência e SLT, nosso MR Q SLT S é a escolha ideal para a Trabeculoplastia Seletiva a Laser.

Recursos principais:

- ✓ Potente Laser Nd:YAG: Oferece resultados eficazes para capsulotomia posterior e iridotomia.
- ✓ Cavidade em monobloco de alumínio, que garante maior longevidade ao laser.
- ✓ Off-set automático, maior segurança, facilidade e personalização para os tratamentos em laser YAG.
- ✓ SLT: Trabeculoplastia seletiva com agilidade através da velocidade de disparo que equipamento oferece.
- ✓ Ergonomia avançada: O design cuidadoso garante conforto para pacientes e médico.
- ✓ Operação intuitiva: Painel de controle de 7 polegadas de fácil utilização.

Saiba mais →

Olho Seco **ACTIVA**

Terapia



Tratamento
automatizado para a
síndrome do Olho Seco

SOLICITE COTAÇÃO

Alívio para todos os seus
pacientes!

Não possui consumíveis ou
descartáveis

✓ Simples assepsia.

Tratamento completo em apenas
15 minutos

✓ 5 minutos de aquecimento.

✓ 10 minutos de aquecimento com
microvibração.

Liquefaz o meibum acumulado,
permitindo o fluxo natural.

Não invasivo

Saiba mais →